

E J 子宮マニピュレーター



固定バルーン

回転式ハンドル

- **回転式ハンドル**
子宮内に留置されたマニピュレーターの動きをハンドルで自由に操作します。
- **固定バルーン**
子宮を可動させるために、子宮内にマニピュレーターの固定バルーンを用いて留置し固定させます。
- **可動式スパーサー**
調節可能なスパーサーにより先端チップの長さをスライドで60mmを70mmと80mmを90mmに変更可変させる2タイプをご用意しています。
- **薬液用注入チューブ**
青色のチューブより色素を注入し、卵管通色素検査が可能です。



EJ 子宮マニピュレーター



販売名	EJ 子宮マニピュレーター 【1箱 5本入】	
型番	500/7060E	500/8090E
チップ先	60mm~70mm	80mm~90mm
認証番号	302ADBZ00019000	

お問い合わせ先

adachi
株式会社 アダチ

大阪市中央区内平野町3-2-10

TEL 06-6942-3371

adachi

Xmed S.r.l.

Via Statale Sud 113
Mirandola (MO) - Italy